

Anahtar Teslim Diş Kliniği Kurulumu

Keşiften devreye almaya tek noktadan çözüm

Aeternus Medikal, klinik kurulumunuza mimari planlamadan cihaz tedariki ve eğitimlere kadar uçtan uca çözüm sunar.

Hizmet Kapsamı

- Keşif & İhtiyaç Analizi (ücretsiz)
- Konsept tasarım, 2D yerleşim ve malzeme önerileri
- MEP (elektrik, basınçlı hava, vakum, IT altyapısı) planlama
- Cihaz tedariki ve kurulum (ünit, kompresör/vakum, sterilizasyon, görüntüleme, dijital)
- Dijital diş hekimliği entegrasyonu (ağız içi tarayıcı, CAD/CAM, 3D yazıcı)
- Kalifikasyon, validasyon, kullanıcı eğitimleri
- As-built dokümantasyon, garanti ve satış sonrası teknik servis

Kurulum Süreci (6 Adım)

1. Keşif & Analiz: Klinik hedefleriniz, metrekare ve iş akışları değerlendirilir.
2. Projelendirme: 2D yerleşim planı, konsept ve altyapı ihtiyaç listesi çıkarılır.
3. Altyapı Planlama: Elektrik hatları, data, hava/vakum ve ıslak hacimler netleştirilir.
4. Tedarik & Montaj: Ürünler sahaya sevk edilir, uzman ekipçe kurulur.
5. Kalifikasyon & Eğitim: Fonksiyon testleri, IQ/OQ ve kullanıcı eğitimleri verilir.
6. Teslim & Servis: As-built, garanti evrakları ve servis iletişimleri sunulur.

Öne Çıkan Ekipman & Markalar

Diş üniti • Kompresör & vakum • Sterilizasyon • Görüntüleme (RVG/Panoramik/CBCT - opsiyonel) • Ağız içi tarayıcılar • 3D yazıcı (Formlabs) • CAD/CAM

Neden Aeternus Medikal?

- Tek muhatap—tüm süreç tek elden yönetim
- Yetkili servis, hızlı müdahale ve yedek parça erişimi
- Kurulum + eğitim + validasyon paket yaklaşımı
- Şeffaf planlama, proje takvimi ve garanti yönetimi

İletişim: info@aeternusmedical.com • +90 543 155 70 77 • www.aeternusmedical.com

Hızlı Plan & Kontrol Listesi

Aşama	Çıktı / Teslim	Tahmini Süre*
Keşif & Analiz	İhtiyaç listesi, ön risk analizi	1-3 gün
Projelendirme	2D yerleşim, altyapı listesi	1-2 hafta
Altyapı Çalışmaları	Elektrik, data, hava/vakum	1-3 hafta
Tedarik & Montaj	Cihaz kurulumu	1-2 hafta
Kalifikasyon & Eğitim	IQ/OQ, kullanıcı eğitimleri	1-3 gün
Teslim	As-built, garanti evrakları	1 gün

*Süreler sahaya ve kapsam değişikliklerine göre farklılık gösterebilir.