


3Shape TRIOS

Hastalarınız
iin daha iyisi.
Sizin iin
daha iyisi.



3shape 

Günümüz ve gelecek için daha iyi hasta tedavileri.

3Shape TRIOS® ile dijital diş hekimliği dünyasına adım atın ve uzun fırsatlar listesini keşfedin. Daha hızlı, daha kolay ve daha konforlu ölçü almanın yolunu açan fırsatlar.

Hem hastalarınızla daha fazla etkileşime girerek onları daha fazla yönlendirme şansı yakalayacaksınız hem de hastalarınızla ve işletmenizle ilgilenmenin daha uygun maliyetli yolları olan yeni tedavi seçenekleri sayesinde uzmanlığınızı ilerletme fırsatına sahip olacaksınız.

Her gün on binlerce diş hekiminin başarıyla kullandığı, 20 yılı aşkın bir süre önce dijital diş hekimliği devrimini başlatan bir şirketin desteğiyle kanıtlanmış bir ürünle tecrübe ettiğiniz bir rahatlığa sahip olun.

3Shape TRIOS. Hastalarınız için daha iyisi. Sizin için daha iyisi.

Daha fazla bilgi için [3Shape.com](https://3shape.com) adresini ziyaret edin

TRIOS dijital diş hekimliği dünyasına hoş geldiniz.



Standartlarınızı yansıtan dental tedaviler.

Hassas dijital ölçüler, hastalarınızın memnuniyet duyacağı tedavilerin yapılmasını destekler. Yüksek standartlarınızı karşılayacak sonuçlar elde edersiniz. Çünkü TRIOS® ağız içi tarayıcısı ile alınan her dental ölçünün, gen az geleneksel bir ölçü kadar doğru olduğuna hatta daha yüksek bir doğruluğa sahip olduğuna güvenebilirsiniz.¹

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/treatments adresini ziyaret edin

Hissedilebilecek hasta etkileşimi.

Hastalarınızla – daha fazla – etkileşime girerek vaka kabulünü artırın. TRIOS etkileşim uygulamalarının ve 3 boyutlu renkli taramaların bir arada kullanılması, hastalara ağız içerisindeki mevcut sağlık durumlarını göstermek ve tedavi ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmak için mükemmel bir fırsat yaratır. Hastalarınız farkı fark edecek. Siz de etkileşimi hissedeceksiniz.

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/engagement adresini ziyaret edin

Doğru hissettirecek dijital bir deneyim.

Dijital deneyiminiz sizi gülümsetmeli. Bu nedenle, ihtiyacınız olanı bulmanızı kolaylaştırmak için 20.000'den fazla laboratuvar ve çözüm sağlayıcı ile ortaklık kurduk. Hızlı ve çok kolay.² Ayrıca, TRIOS ağız içi tarayıcılar elinize mükemmel oturur ve tarama yapmayı bir zevk haline getirir. Hastalarınızın da tercihi TRIOS olacak.¹

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/experience adresini ziyaret edin

Gurur duyabileceğiniz bir dijital uygulama.

TRIOS ağız içi tarayıcılarla hastalarınızın daha mutlu¹ ve tedavilerinin daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız. Ayrıca, hangi tedavilerle başlamak istediğinize siz karar veriyor olacaksınız. Sonrasında, isterseniz, yeni endikasyon seçenekleri de keşfedebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/practice adresini ziyaret edin

3Shape TRIOS®

5 nesil boyunca daha da mükemmel hale getirildi.

Dünyanın en tanınmış ağız içi tarayıcıları¹ size 3Shape Unite tarafından desteklenen ödüllü tasarım, endüstri lideri tarama deneyimleri ve klinikten laboratuvara benzersiz iş akışları sunar.

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/TRIOS](https://3shape.com/TRIOS) adresini ziyaret edin

TRIOS 5 Kablosuz.
Akıllı. En son jenerasyon TRIOS.

Üst düzey ergonomi.
Zahmetsiz tarama teknolojisi.
Tasarımının doğası gereği hijyenik.



TRIOS 5 her kullanıcının eline tam oturacak şekilde üretilmiştir. Enfeksiyon kontrolünde yeni bir standart belirler. ScanAssist özelliği, zahmetsizce hassas taramalar yapmanızı sağlar. Böylece mükemmel hasta bakımına konsantre olabilir ve hastalarınızın size tekrar gelmesini sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/TRIOS5](https://3shape.com/TRIOS5) adresini ziyaret edin

TRIOS 4 Kablosuz.
Gelişmiş. Ekstra potansiyele sahip.

2'si 1 arada kablosuz teknoloji.
Yüzey Çürüğü Tespiti.
Saniyeler içinde taramaya hazır.



TRIOS 4 ile yeni nesil SmartTip teknolojimiz sayesinde saniyeler içinde taramaya hazır olacaksınız. Kablosuz taramanın keyfini herhangi bir kısıtlama olmadan çıkarabilir veya kablolu olarak da kullanabilirsiniz. Her kullanımda harika bir ölçü alacaksınız!

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/TRIOS4](https://3shape.com/TRIOS4) adresini ziyaret edin

TRIOS 3 Kablolu.
Kanıtlanmış. Sektör lideri

Güvenilir teknoloji.
Invisalign bağlantısı.
Ücretsiz abonelik seçeneği².



Ödüllü TRIOS 3, tara ve gönder özelliği ile yüksek doğruluğa sahip ölçüler sağlar. Gerçekçi renklerle 3D taramalar ve üç farklı hasta etkileşim uygulamasıyla TRIOS 3, size hastalarınızla etkileşime geçmeniz için pek çok yeni yol sunar. Invisalign için bile kullanabilirsiniz!

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/TRIOS3](https://3shape.com/TRIOS3) adresini ziyaret edin

TRIOS Share.

Tarayıcıyı ilet, gücü hisset.

TEK bir kablosuz TRIOS ile klinik içinde dolaşın ve Wifi ağına aracılığıyla kliniğinizdeki her bilgisayarda kullanın.

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/share](https://3shape.com/share) adresini ziyaret edin.



YENİ! Karşınızda TRIOS 5.

Basitçe mantıklı ağız içi tarama.

TRIOS 5, hasta koruma ve enfeksiyon kontrolünde yeni bir standart belirliyor. Tasarımı doğası hijyenik. Çapraz kontaminasyon riskini en aza indiren kapalı, otoklavlanabilir bir tarama ucuna ve ultra ince, rahat ve neredeyse görünmez bir kılıfa sahiptir.

Denge açısından mükemmel tasarımından kaynaklı, her kullanıcının eline rahatça oturacak şekilde yapılmıştır. Tabi, sizin elinize de. Ayrıca bugüne kadarki en küçük ve en hafif tarayıcıdır. ScanAssist özelliği, hassas taramaları zahmetsizce ve verimli bir şekilde sağlar. Hem de her defasında. Üstelik, duyuşal geri bildirim (titreşim), taramayı daha sorunsuz ve hızlı hale getirmek için size rehberlik eder.

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/TRIOS5 adresini ziyaret edin



Basitçe Ergonomik.

TRIOS 4'ten %30 daha küçük ve %20 daha hafiftir. Bugüne kadarki en küçük ve en hafif tarayıcıdır. Elinize tam oturacak şekilde üretilmiştir.

Basitçe zahmetsiz.

ScanAssist, TRIOS 5'i kullanım açısından en kolay ürünümüz haline getirmektedir. Tarama yaparken LED ve dokunsal geri bildirim size rehberlik eder. Pilinin bir kez şarj edilmesi size tüm gün yetecektir.

Tamamen hijyeniktir.

Yeniden tasarlanmış otoklavlanabilir tarama uçları ve gövde kılıfları çapraz kontaminasyon riskini önemli ölçüde azaltır. Tasarımı doğası hijyeniktir.

İşte TRIOS 5!


Gelişmiş hijyen, üst düzey ergonomi ve zahmetsiz tarama için tasarlanmış akıllı tarama teknolojisi. Mükemmel TRIOS ile tarama işlemi daha da kolay hale getirilmiştir.

3Shape Unite.

Kolayca ilerleyen iş akışları.

3Shape Unite ile klinikten laboratuvara benzersiz iş akışlarını deneyimleyin. Unite, dünyanın önde gelen diş hekimliği şirketlerini, çözümlerini ve laboratuvarlarını dünyanın en iş birlikçi platformu aracılığıyla bir araya getiriyor. TRIOS ile taramadan tedavinin tamamlanmasına kadar tüm vakalarınızı kendi seçiminizle ve kolaylıkla yönetin. Ulaşmak istediğiniz harika vaka sonuçlarına ulaşırsınız ve hastalarınız hak ettikleri tedavi sonuçlarını alır.

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/unite adresini ziyaret edin



Hiç olmadığı kadar kolay iş akışları.

Sezgisel bir arayüz, yerleşik sohbet imkanı içeren basitleştirilmiş laboratuvar sipariş formu, erişilebilir hasta görüntüleme verileri portföyü ve çok daha fazlası.



Binlerce Unite Store uygulaması.

Unite Store uygulaması üzerinden, yani tek bir platformdan rutin veya isteğe bağlı uygulamalara yönelik çok çeşitli laboratuvar ve iş ortağı uygulamalarıyla hizmetlerinizi genişletin.



Dünya lideri iş ortaklarıyla bağlantı.

Bu platform, dünyanın önde gelen tanınmış ve güvenilir dental şirketlerini ve laboratuvarlarını bir araya getirerek sizi daha güçlü ve dijital diş hekimliğinizi daha kolay hale getiriyor.

TRIOS MOVE+

Etkileşim kurmak artık daha kolay.

İşte 3D dijital taramaları ve TRIOS® etkileşim uygulamalarını hastalarınızın en iyi görebileceği yere, yani kliniğinize taşımanın kolay yolu. Artık kafa karışıklığı yok. Artık sırtınızı daha da zorlamak yok. TRIOS MOVE+ etkileşimi siz ve hastalarınız için daha konforlu hale getirir. Ayrıca, kliniğinize sık, ergonomik ve rahat bir katkı sağlar.

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/TRIOSMOVE adresini ziyaret edin



TRIOS Hasta Etkileşim Uygulamaları.

Görsel hale getirerek bilgi verin.

Etkileşim uygulamalarımız, hastalarınıza bilgi vermenizi ve tedavi ihtiyaçlarını anlamalarını sağlamanızı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/engagement-apps](https://3shape.com/engagement-apps) adresini ziyaret edin



TRIOS Patient Monitoring.

Her hastanız için, her ziyaretinde tarama yaparak, zamanla diş yapısındaki değişiklikleri doğru bir şekilde ölçün.



TRIOS Smile Design.

TRIOS Smile Design, hastanın yeni olası gülümsemesini gözlerinin önünde dijital olarak tasarlamayı sağlar.



TRIOS Treatment Simulator.

TRIOS Treatment Simulator, 3Shape TRIOS ağız içi taramasına dayalı olarak ekranda gerçekçi düzeltmeleri simüle eder.

3Shape Studio Uygulamaları.

Hepsini kliniğinizde bir araya getirin.

3Shape TRIOS, Studio Uygulamaları seçeneklerimiz ile birlikte size, hastalarınıza hızlı, sorunsuz, aynı gün tedavi sunma seçeneği sağlar.

Daha fazla bilgi için [3Shape.com/studio-apps](https://3shape.com/studio-apps) adresini ziyaret edin



Implant Studio.

Tek bir iş akışında kişisel cerrahi kılavuzlar ve oklüzal vidalı delete kuronlar tasarlayıp üretin.



TRIOS Design Studio.

Restorasyonları yapay zeka ile tasarlayıp aynı gün içinde üretin.



Splint Studio.

Yönlendirmeli ve hızlı bir iş akışında çok çeşitli oklüzal splintler tasarlayın ve üretin.

Eğitim ve destek.

Yanınızdayız!

TRIOS tarayıcınızı kolayca kullanmaya başlamanız ve ardından dijital yolculuğunuza güvenle devam etmeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahip olmanızı sağlamak için buradayız. Kendi hızınızda öğrenebileceksiniz ve yardımımıza ihtiyacınız olduğunda her zaman yanınızda olacağız.

3Shape Academy.
Planlayacağınız şekilde öğrenme.



Kendi hızınızda öğrenin ve harika bir eğitim deneyimi programlaması yapın. Seçtiğiniz eğitim programı başarılı bir yolculuk sağlar!



Dünyanın dört bir yanındaki uzman ekiplerimiz sorularınızı yanıtlamaya ve sizi desteklemeye hazırdır. Böylece yatırımınız konusunda her zaman güvende hissedeceksiniz.

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/academy adresini ziyaret edin

Hizmet anlaşmaları.

Hizmet seviyenizi seçin.

Seçtiğiniz hizmet anlaşmasıyla kolay bir başlangıç yapın. Sizin için en uygun olanı seçme esnekliğine sahipsiniz. 3Shape'te yeniyseniz, 12 ay boyunca ek maliyet olmadan TRIOS Care premium avantajlarından faydalanabilirsiniz. Daha kısıtlı, yalnızca tarama yapmaya yönelik bir hizmet anlaşması mı istiyorsunuz? O halde TRIOS Only'yi seçin.

TRIOS Care.
Her seferinde gönül rahatlığı sağlayan hizmet seçeneği.



Bu tam kapsamlı paket ilk günden itibaren harika tedaviler sunmaya ve tam dijital potansiyelinize ulaşmaya gönül rahatlığıyla odaklanmanızı sağlar!



Daha kısıtlı, ücretsiz seçeneğimiz olan TRIOS Only ile dijital tarama devrimine düzenli ücret ödemek zorunda kalmadan katılabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!

Daha fazla bilgi için 3Shape.com/TRIOScare adresini ziyaret edin

	TRIOS Care	TRIOS Only
TRIOS Yazılım Güncellemeleri	✓	✓
3Shape Community portalına erişim	✓	✓
Sınırsız Destek Kapsamı	✓	Talep başına ücretlendirme
5 Yıllık Tam Garanti Kapsamı	✓	
Kaza Sonucu Düşme Kapsamı	✓	
Hızlı Değişim*	✓	
İlave TRIOS Care aboneliklerinde %25 indirim	✓	
Özel Sanal TRIOS Başlangıç Programı	✓	
3Shape Dental Expert ile yıllık ücretsiz oturum	✓	
	Yıllık ödemeler	Ücretsiz

3Shape Hakkında

3Shape, 3D dijital teknolojisindeki fırsatları ortaya çıkarmaya kararlı iki kişi tarafından 2000 yılında kurulmuştur. İki kişiyken artık 2.000'in üzerinde çalışana sahibiz ve Danimarka'daki başlangıcımızdan itibaren artık dünya çapında 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz.

Tek amacımız medikal profesyoneller için ilerleme sağlamak ve onları hastaları ile bir araya getirmektir ve bu amacımız hala geçerliliğini korumaktadır.

Klinikler ve laboratuvarlar için çığır açan, sektör tarafından bilinen tarayıcılarla dijital diş hekimliğinde ilerleme sağlıyoruz. Üstelik, kolayca ilerleyen yazılım iş akışları sayesinde diş hekimleri ve teknisyenler arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Kullanıcı deneyiminin gerçekten daha iyi olmasına yardımcı olarak, dijital yolculuklarının her adımında profesyoneller için ilerleme sağlıyor ve onlara yol gösteriyoruz.

Etkimiz elde ettiğimiz sonuçlara yansıyor. Ödüllü ürünlerimiz her gün her saniye hastaların güvenliğini tazeliyor. Uzmanların güncel konulara ulaşmasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda onları öne geçirecek şekilde ürünlerle ilgili bilgiden daha fazlasını sağlayarak sürekli eğitim ve öğrenim sunuyoruz.

Sektörün yapı taşı olan diş hekimleri ve laboratuvar teknisyenleri için aktif bir şekilde ilerleme sağlayıp onları bir araya getiriyoruz.

Gelişim. İletişim. Hep Birlikte.

www.3shape.com



3Shape ürünlerinin bölgenizde bulunup bulunmadığını öğrenmek için bayinize başvurun.

86660035 - TRIOS Broşürü 2022 EN Global

© 3Shape A/S, 2022. Tüm hakları saklıdır.
3Shape adı ve logosu ve/veya burada adı geçen diğer ticari markalar,
AB'de ve diğer ülkelerde tescilli olan 3Shape A/S'nin ticari markasıdır.

3shape